

MR-96A

Микропланшетный фотометр

- Сенсорный, 7.8 дюймов, большой, цветной ЖК дисплей
- Непрозрачная крышка для защиты от света
- Встроенный термопринтер, внешний принтер (опция)
- Надежная память на 20,000 результатов
- Различные способы построения кривых
- Регулируемое время и скорость перемешивания
- Полностью автоматическая бихроматическая оптика
- Расширенный отчет с информацией о пациентах
- Лампа большого срока службы и функция сбережения лампы
- Программа обработки результатов (опция)





mindray
healthcare within reach

MR-96A

Микропланшетный фотометр

Техническая спецификация

Метод определения	Абсорбционный
Типы микропланшетов	96 / 48 лунок
Скорость считывания	5 сек. монохроматика, 12 сек. бихроматика
Диапазон длин волн	400 - 700 нм
Система считывания	8 - канальная оптическая система
Источник света	Галогенная вольфрамовая лампа
Диапазон считывания	0.001 - 3.500 ед О.П.
Диапазон измерения	0.001 - 2.500 ед О.П.
Фотометрическая погрешность	0.001 в диапазоне 0.0 - 0.2 ед О.П.
Погрешность длины волны	± 2 нм
Воспроизводимость	< 1 %
Стабильность	< 0.005 ед О.П. за 10 мин.
Линейность	< 1.0 %
Фильтры	405 нм, 450 нм, 492 нм, 630 нм
Подключение	RS232, два порта USB
Перемешивание	Различные скоростные и временные режимы
Ввод	Сенсорный экран
Дисплей	Большой цветной ЖК дисплей
Размеры	437 мм x 332 мм x 174 мм
Вес	8.5 Кг



Программа обработки результатов



121374, г. Москва,
Кутузовский проспект, 88
mail@helicon.ru



8 800 770 71 21
www.helicon.ru

ФИЛИАЛЫ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ:

630090 г. Новосибирск,
ул. Инженерная, д. 28
Тел.: +7 (383) 207-84-85
novosibirsk@helicon.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ:

195220 г. Санкт-Петербург,
ул. Гжатская, д. 22, корп. 1
Тел.: +7 (812) 244-85-52
spb@helicon.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ПРИВОЛЖСКОМ РЕГИОНЕ:

420021 г. Казань,
ул. Татарстан, д. 14/59, оф. 201
Тел.: +7 (843) 202-33-37
volga@helicon.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ:

344116 г. Ростов-на-Дону,
ул. 2-ая Володарская, д. 76/23а
Тел.: +7 (863) 294-87-66
rostov@helicon.ru