



## ПРОДЛИТЕ СРОК СЛУЖБЫ ВАШЕГО ДИСТИЛЛЯТОРА

### ● ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО



продлевает  
срок  
службы



предотвращает  
появление  
неисправностей



экономит  
бюджет  
на ремонт



улучшает  
качество  
дистиллята

### ● РАБОТЫ

1. Демонтаж крышки дистиллятора, оценка уровня загрязнения
2. Удаление накипи
3. Проведение химической мойки
4. Проверка качества очистки, при необходимости повторная мойка
5. Промывка чистой водой
6. Промывка камеры получения дистиллята дистиллированной водой
7. Оценка состояния ТЭНа, термозащиты, датчика переполнения
8. Осмотр всех узлов прибора: клапанов, шлангов, электрических компонентов
9. Сборка дистиллятора
10. Включение дистиллятора, производство дистиллята, слив его из камеры
11. Тестирование срабатывания датчика переполнения

**СТОИМОСТЬ**  
от 14 000 руб.

Данное предложение для  
дистилляторов GFL, PHS Aqua.  
Остальные модели – по запросу.