



KyIt®

helicon



Real-Time PCR наборы для пищевой безопасности

KyIt® Professional in vitro Diagnostic Solutions



www.helicon.ru

2020

Kylt® Real-Time PCR наборы



Наборы Kylt® Food Safety предназначены для обнаружения патогенных микроорганизмов, влияющих на безопасность пищевых продуктов, в любых образцах пищевой цепи:

- сырье;
- продукты питания;
- корма;
- санитарно-гигиенические пробы.

Тест-системы Kylt® Food Safety обеспечивают постоянный, простой в использовании и надежный мониторинг всех этапов производства пищевых продуктов для обеспечения их высокого качества.

Название / Категория продукта	Тестируемый параметр	Кол-во реакций	Артикул
Kylt® Salmonella spp. (FS)	Salmonella spp. (validated according to ISO 16140)	100	31000
Kylt® SE DIVA 1 (FS)	Salmonella Enteritidis - DIVA* 441/014 (ade ⁻ /his ⁻) ¹	100	31189
		25	31190
Kylt® SE DIVA 2 (FS)	Salmonella Enteritidis - DIVA* Sm24/Rif12/Ssq2	100	31191
		25	31192
Kylt® SE (FS)	Salmonella Enteritidis	100	31205
		25	31206
Kylt® ST (FS)	Salmonella Typhimurium	100	31207
		25	31208
Kylt® SE / ST Triplex (FS)	Simultaneous and separate detection of Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium	100	31165
		25	31166
Kylt® Campylobacter jejuni/coli	food-borne thermophilic Campylobacter spp. (C. jejuni, C. coli & C. lari)	100	31006
Kylt® Listeria monocytogenes	Listeria monocytogenes	100	31013
		25	31014
Kylt® MRS	Methicillin-resistant Staphylococci	100	31007
		25	31008
Kylt® SA	Staphylococcus aureus	100	31009
		25	31010
Kylt® MRSA	Methicilin-resistant Staphylococcus aureus	100	31011
		25	31012
Kylt® E.coli Stx1/Stx2/eae	Simultaneous and separate detection of E.coli toxin genes Stx1, Stx2 and eae	100	31734
		25	31735

*DIVA - дифференциация инфицированных от вакцинированных животных позволяет отличить определенные вакцинные штаммы от полевых штаммов.

1) штамм, используемый в живых вакцинных продуктах, предоставляемых Merial и IDT.

2) штамм, используемый в живых вакцинных продуктах, предоставленных ELANCO / Lohmann Animal Health.

Пищевая безопасность от Kylt®

Наборы Kylt® Food Safety подходят для тестирования всех образцов пищи и кормов, сырья, образцов окружающей среды, частично обработанных или готовых к употреблению продуктов. Они позволяют стандартизировать определение пищевой безопасности на всех этапах производства.

Почему Kylt® - лучший выбор для вас

Kylt® гордится тем, что поставляет простые в использовании тест-системы, отличную поддержку клиентов и самый широкий спектр исследований, доступный на современном рынке.

Производитель постоянно анализирует и обновляет наши продукты и расширяет свой ассортимент, чтобы выявлять новые штаммы и удовлетворять появляющиеся диагностические запросы.

Для обеспечения удобного и экономичного сочетания нескольких RealTime PCR-анализов в одном эксперименте, большинство анализов Kylt® можно выполнять с одинаковым температурным профилем как для RealTime PCR, так и для RealTime RT-PCR.

Это экономит время, сокращает использование расходных материалов и оптимизирует использование лабораторных приборов. Кроме того, все тест-системы используют одни и те же объемы дозаторов.

Все имеющиеся на рынке приборы RealTime PCR совместимы с диагностическими наборами Kylt®. Специализированное оборудование или программное обеспечение не требуется.

Все процессы в Kylt®, включая разработку, производство, хранение и отгрузку, а также поддержку клиентов, сертифицированы в соответствии с ISO 9001. Кроме того, некоторые наборы зарегистрированы в федеральном ведомстве Германии, Институте Фридриха Леффлера (FLI), а также в федеральных органах других стран.



Онлайн тренинги Kylt®

Регулярно проводится углубленное обучение клиентов на сайте производителя. Двухдневный тренинг в малых группах обучает основам использования ПЦР в реальном времени для ветеринарной диагностики от отбора проб до получения результата. Обучение проходит в небольших группах, с использованием образцов слушателей и проведением собственных исследований.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: fsd@helicon.ru



Программное обеспечение Kylt®

В связи с продолжающимся расширением ассортимента наборов Kylt® и увеличением сложности методик анализов (особенно мультиплексных), а также различиях в настройках Realtime PCR-амплификаторов разных производителей, вы можете начать сомневаться, стоит ли внедрять ПЦР в реальном времени в вашей лаборатории.

Для решения этих проблем разработано программное обеспечение Kylt®, упрощающее ввод данных проб, подключение Lims, передачу параметров анализа, результатов, документов для аккредитации и отчетов.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации, в том числе о совместимости с qPCR приборами по адресу: fsd@helicon.ru

Kylt®

это стандарт...

Высокое качество

Разработка и производство в
Германии по ISO 9001

Надежность

Высокопроизводительная, надежная
и удобная повседневная диагностика

Точность

Чувствительное, точное и достоверное
обнаружение патогенов



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108634298

helicon

121374, г. Москва,
Кутузовский пр., д. 88
Тел.: +7 (499) 705-50-50
fsd@helicon.ru



8 800 770 71 21
www.helicon.ru

ФИЛИАЛЫ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ:

630090 г. Новосибирск,
ул. Инженерная, д. 28
Тел.: +7 (383) 207-84-85
novosibirsk@helicon.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ:

195220 г. Санкт-Петербург,
ул. Гжатская, д. 22, корп. 1
Тел.: +7 (812) 244-85-52
spb@helicon.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ПРИВОЛЖСКОМ РЕГИОНЕ:

420021 г. Казань,
ул. Татарстан, д. 14/59, оф. 201
Тел.: +7 (843) 202-33-37
volga@helicon.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ:

344116 г. Ростов-на-Дону,
ул. 2-ая Володарская, д. 76/23а
Тел.: +7 (863) 294-87-66
rostov@helicon.ru

